

# Apuvälinesuoja AS101

## Apuvälinesuoja AS101

Sähköiset liikkumisen apuvälineet tarvitsevat suojan sateelta, pakkaselta ja ilkeivallalta. Apuvälinesuoja antaa apuvälineille hyvän ja turvallisen säilytyspaikan, jossa akut voidaan ladata valmiiksi seuraavaa ajokertaa varten.

Apuvälinesuoja on helppo ja turvallinen käyttää. Kannen avara muotoilu antaa mahdollisuuden ajaa sisälle etuperin tai takaperin.

Kansi toimii sähköisesti kaukosäätimen avulla, valot syttyvät automaattisesti ja lämmitin pitää sisätilan sopivan lämpöisenä. Voit huoletta jättää apuvälineesi suojan lämpöön myös talvella!



# Apu-Tuote

Suomen Apu-Tuote Oy  
JärviPuistonkatu 18  
04400 JÄRVENPÄÄ

puh 010 423 4210  
fax 010 296 1055  
info@aputuote.fi  
www.aputuote.fi

# Apuvälinesuoja AS101

www.aputuote.fi

## Apuvälinesuoja AS101

Apuvälinesuoja on rakennettu kestävään pohjoisen olosuhteita. Seinät eristävän kylmän erittäin hyvin, eivätkä ime kosteutta itseensä. Seinien paksuus on 30 mm ja pohjan paksuus on 60 mm.

Apuvälinesuojassa on varusteina kaukosäädin, kaksi sähköpistoketta, hylly, valaisin, lämpöpatteri, viemärointi ja ilmanvaihto. Laskennallinen sähkönkulutus on n.380 kWh vuodessa (mittauspaikka Falun, Ruotsi).

### Turvallisuus

Apuvälinesuojan sivussa on käytön varmistava, lukittava luukku. Sivuluukun kautta voidaan käyttää sähköistä käyttöpainiketta tai kevennettyä kampea kannen avaamiseen, jos kaukosäädin on hukassa.

### Asennus

Apuvälinesuoja sijoitetaan tasaiselle paikalle. Kulmien kohdalla tulee olla kovat tuet, esimerkiksi betonilaatat. Lattiasa on sisäpuolelta säädettävät jalat, joiden avulla apuvälinesuoja säädetään suoraan. Suojaan ajetaan luiskan avulla. Ajoluiskan leveys 1675 mm  
Ajoluiskan syvyys 500, 850 tai 1200 mm

	Ulkomitat	Sisämitat
Leveys	1866 mm	1700 mm
Syvyys	1710 mm	1640 mm
Korkeus	1600 mm	1485 mm
Avattuna	2300 mm	1950 mm

Paino: 195 kg

Virransyöttö: 220-240 V AC / 10 A / 50 Hz.

Pistotulppaliitäntä vikavirtasuojattuun pistorasiaan.

Väri: harmaa tai vihreä

Lisätiedot ja asennusohjeet Apu-Tuote Oy:n kotisivuilta tai soittamalla.



# Apu-Tuote

Suomen Apu-Tuote Oy  
Järvipuistonkatu 18  
04400 JÄRVENPÄÄ

puh 010 423 4210  
fax 010 296 1055  
info@aputuote.fi  
www.aputuote.fi